

## Smärtlindrande värmebälte

GoDocs värmebälte lindrar smärta i rygg och höft.

- Skön värme som lindrar smärta i rygg och höft
- Mjukar upp muskler i korsryggen
- Kan användas överallt – stående, sittande eller liggande
- Ansluts till en datorladdare
- Håller värmen länge utan ström
- Tunn, mjuk och smidig

### Skön smärtlindrande värme

GoDocs värmebälte ger avslappnande och smärtlindrande värme till korsryggen och höften. Få saker upplevs så skönt och lindrar smärta så effektivt som värme. GoDocs värmebälte bygger på avancerad rymdteknologi för att hålla dig varm hela dagen.

Bältet är mjukt och smidigt, och fästs enkelt runt livet med ett brett kardborreband. Den mjuka gelen sprider värmen skönt över ryggen.

Den ansluts till en vanlig datorladdare när du sitter ner. Du kopplar enkelt ur den när du reser dig och den håller värmen i upp till 30 minuter. Den återfår snabbt sin värme igen när den åter kopplas in.

### En unik värmeteknologi

GoDocs värmebälte använder en avancerad värmeteknologi som även används i rymden. Den unika värmaren reglerar sig själv så att du alltid får samma temperatur. Den mjuka gelen sprider ut värmen skönt över ryggen.



### Anslut till en datorladdare

Du ansluter värmebältet till en vanlig datorladdare när du sitter ner. Bältet blir snabbt varmt. När du reser dig kopplar du enkelt ur den. Den behåller värmen i upp till en halvtimme. När du kopplar in den igen återtar den snabbt sin ursprungliga temperatur.

Datorladdaren skall ha en 2.5 mm DC kontakt, 12-18 V, minst 70 W. Det är en vanlig kontakt för många datorer. Det finns adaptrar i t ex datoraffärer eller hos Kjell&Co.

Vi rekommenderar t ex artikelnummer 44 449 hos Kjell&Co.

Kontakta oss idag för beställning och information.

Mail: [info@godoc.se](mailto:info@godoc.se)

Tel: 072 711 3223

## Säkerhetsföreskrifter

- Ha alltid gelen mot kroppen och värmaren från kroppen
- Får inte vikas eller rullas ihop
- Anslut endast till spänning på 12 – 18 V
- Får ej bli blöt
- Lämna den ej obevakad med ström på
- Håll den ifrån barn
- Ta ut gelpåsen och värmaren om du vill tvätta bältet
- Värm ej bältet i mikrovågsugn

### Anslut till en datorladdare

Datorladdaren skall ha en 2.5 mm DC kontakt, 12-18 V, minst 70 W. Det är en vanlig kontakt för många datorer. Det finns adaptrar i t ex datoraffärer eller hos Kjell&Co.

Vi rekommenderar t ex artikelnummer 44 449 hos Kjell&Co.

Om du är osäker så kontakta oss för information.  
Mail: [info@godoc.se](mailto:info@godoc.se)      Tel: 072 711 3223